

FICHE TECHNIQUE

Nouveau : Table électrique pour examen en position ventrale du patient avec distension abdominale

Permet une auscultation en position ventrale pour les patients ayant une distension abdominale gravidique ou un abdomen protubérant.

La cavité gonflable présente sur cette table est particulièrement utile pour les examens des femmes enceintes, pour les patients ayant une distension abdominale gravidique et également pour les patients avec un abdomen protubérant. Elle permet un confort en position ventrale.

La table est équipée de deux interrupteurs de chaque côté de la table permettant de gonfler ou dégonfler la cavité.

Le bouchon central amovible permet également de transformer la cavité en une table d'examen classique.

Sa flexibilité garantit un positionnement ergonomique et un confort maximal pour chaque patient.

Prix du jury Rééduca Innov' sur le salon REEDUCA 2024

- Deux bouchons visage
- Bouchon pour fermer la cavité centrale
- Dossier relevable
- Commandes aux pieds de chaque côté de la table
- Portée maximale de 250 kg
- Hauteur variable
- Avec porte rouleau au niveau des pieds

Dimensions :

Longueur totale : 200 cm
Longueur du dossier : 65 cm
Longueur de l'assise : 135 cm
Largeur : 62 cm ou 70 cm
Hauteur variable de 53 à 93 cm
Dossier : 65 cm
Angle du dossier : 65°

Épaisseur de la mousse :

5 cm

Charge maximale recommandée :

250 kg

Système de la tête/dossier :

Hydraulique

Commandes :

- 2 pédales pieds pour régler la hauteur
- 2 boutons de chaque côté pour gonfler/dégonfler le coussin

Coloris :



25 coloris au choix

En option :

- Étriers

Sellerie :

- Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.
- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempte de substances nocives.

OFFRE SPÉCIALE : Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).