

ego
persona



OFFRE PRIVILÈGE 30++ - Balance impédancemètre E7 Ego Persona 150 Kg - Black edition

21,00€ TTC

Pèse-personne haute précision avec indication de l'état de santé de l'utilisateur selon les données calculées

Jusqu'au 31 mai, profitez de 30% de remise sur ce produit.

Permet de mesurer le poids, la masse grasseuse, la masse musculaire, la masse osseuse et la masse hydrique de chaque utilisateur au plus juste grâce à des capteurs de haute précision.

Enregistrement jusqu'à 10 utilisateurs avec profil personnalisé (sexe, taille, âge).

Indication de l'état de santé selon le calcul de l'IMC (sous-poids, bonne santé, surpoids, obésité).

- Portée : 3 à 150 kg (330lb/23.6st).
- Graduation : 100g/0.2lb.
- Unité de mesure : en kilogrammes (kg), en livres (lb) ou en stones (st).
- Capteurs haute précision.
- Plateforme en verre trempé sécurit.
- Ecran LCD 69 x 34 mm.
- 3 boutons pour le paramétrage.
- Indicateur de l'état de santé : sous-poids, bonne santé, surpoids, obésité.
- Indicateur du niveau de batterie.
- Arrêt automatique.
- Coloris noir.

Pèse-personne impédancemètre Ego Persona pour un suivi pondéral de précision jusqu'à 150 Kg.

Dimensions : 300 x 300 x 20 mm.

Poids : 1,61 Kg.

Fonctionne avec une pile bouton (CR2032) fournie.

Le pèse personne impédancemètre Black edition Ego Persona est une exclusivité de Robé Médical.

Garantie 2 ans.

TUV Compatibilité électromagnétique EN 55014.

Ce pèse-personne impédancemètre ne convient pas pour être utilisé par les personnes portant un stimulateur cardiaque ou tout autre implant médical, les femmes enceintes, personnes souffrant d'œdèmes ou d'ostéoporose, personnes sous dialyse, les personnes sous traitement cardio-vasculaire.