

### OFFRE SPÉCIALE - Cathéter court de sécurité BD Neoflon Pro Safety

Cathéter modèle avec ou sans ailettes pour la perfusion, la transfusion sanguine et les injections intraveineuses.

**Le cathéter BD Neoflon Pro Safety dispose:**

- d'un système de mise en sécurité passive recouvrant totalement et de manière irréversible le biseau de l'aiguille lors de son retrait.
- d'une canule en BD Vialon™ (polyuréthane): biomatériau hémocompatible qui s'assouplit à la chaleur corporelle.
- d'une ouverture latérale sur l'aiguille pour une visualisation précoce du reflux sanguin (bon positionnement du cathéter dans la veine : le BD Instaflash).
- d'une chambre de visualisation du reflux sanguin avec un bouchon évent obturé par une membrane hydrophobe.
- d'une zone de préhension et un ergot poussoir.

Testés pour supporter des pressions allant jusqu'à 325 psi (2240 kPa).

- Apyrogène.
- Usage unique.

**Composition:**

- Canule: BD Vialon™ (Polyuréthane (PUR))
- Embase translucide colorée de la canule: Polypropylène (PP)
- Système de mise en sécurité : protecteur d'aiguille: Polystyrène
- Système de mise en sécurité : zone de préhension: Polypropylène (PP)
- Aiguille: Acier inoxydable
- Chambre de reflux: Polypropylène (PP)
- Protecteur d'aiguille: Polypropylène (PP)
- Lubrifiant: Silicone

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.  
Péremption : 3 ans après stérilisation.

Conditionnement individuel stérile.  
Gauge: 24G.  
Longueur: 19 mm.  
Débit: 21 ml/min.

**2 modèles disponibles:**

- BD Neoflon Pro Safety **avec** ailettes 24G. Boîte de 30 cathéters.

Matériel médical CE.

