

## **FICHE TECHNIQUE**







## Otoscope nasal à Led - Adulte et Enfant - Vision Tech

Dispositif de diagnostic innovant pour un examen nasal de précision.

NOUVEAU - L'otoscope Vision Tech offre la possibilité d'effectuer une auscultation nasale de précision.

Composé d'acier inoxydable de qualité médicale et de plastique résistant à des températures élevées.

Guide lumineux en fibre optique composé d'une gaine en verre/silice et d'acier inoxydable médical) résistant à des températures élevées.

Son design offre une position parfaite des doigts est obtenue en remodelant l'extérieur de la poignée pour une opération plus précise.

Les LED placées sur l'ouverture du spéculum donnent à l'utilisateur une assistance visuelle et un contrôle total sur l'endroit où diriger la lumière par rapport au port sur la tête.

Des circuits hautement optimisés et une batterie de haute qualité garantissent une heure d'utilisation complète.

## Caractéristiques

- Poids léger
- Poignées antidérapantes
- LED d'aide à la vision
- 1 heure d'utilisation par cycle de charge
- Batterie lithium-ion amovible et rechargeable
- Cycle de charge max. : 1000

## Composition de la mallette:

- Otoscope nasal taille adulte de 33mm
- Otoscope nasal taille enfant 22mm
- 2 ensembles de batterie (remplaçables)
- Câble de chargeur USB
- Chargeur de batterie USB 100-240V
- 1 manuel d'utilisation en anglais

(Possibilité de télécharger la version française : Manuel d'utilisation FR)

Matériel médical CE

Fabrication Européenne