

Pansement absorbant adhésif imperméable - Wayfilm Border - Robe Medical

Avec bords adhésifs transparents et ultra fins, permettant de visualiser le degré d'absorption de la compresse

Pansement avec bords adhésifs transparents et avec une compresse centrale d'absorption conçu pour garantir une protection maximale de la plaie contre l'eau et les bactéries.

Avec compresse absorbante et non adhérente à la plaie.
Avec cadre et couche de protection pour faciliter la pose.

Pour les petites plaies légèrement exsudatives.

- Pansement hypoallergénique en polyuréthane.
- Compresse absorbante en polyéthylène.
- Indolore lors du retrait du pansement.
- Imperméable, protège les plaies lors de la douche.
- Perméable à la vapeur pour la peau.
- Doux et extensible pour le confort du patient.
- Bords arrondis empêchant le retrait accidentel.

Dimensions :

- 5 x 7 cm (pad: 2x4 cm)
- 9 x 10 cm (pad: 5x6 cm)

Stérilisation : Oxyde éthylène.

Conditionnement : Conditionné sous pochette individuelle stérile.
Vendus par boîte de 50 ou 100 pansements.

Matériel médical CE.

