



Pansement absorbant adhésif non tissé Cutifix - Robemed - Boîte de 50

Idéal pour soigner les plaies post-opératoires ou dues à un traumatisme.

Grâce à son voile micro-perforé il ne colle pas à la plaie, garantissant ainsi une élimination indolore.

- Hypoallergénique,
- Micro aéré,
- Perméable à l'air,
- Extensible,
- Épouse parfaitement toutes les parties du corps,
- Coins arrondis afin d'éviter le retrait accidentel,
- Ne laisse aucun résidu de colle sur la peau lors de l'enlèvement .

Dimensions disponibles:

- 5 x 7 cm - Boîte de 50
- 10 x 10 cm - Boîte de 50
- 15 x 10 cm - Boîte de 50
- 20 x 10 cm - Boîte de 50

Vendu sous pochette individuelle stérile.

Boîte protectrice de 50 pochettes.

Matériel médical CE.