

### Pansement adhésif avec compresse Soffix Med

Multi extensible, non-tissé, avec compresse absorbante.

Grâce à son voile micro-perforé elle ne colle pas à la plaie, garantissant ainsi une élimination indolore.

- Perméable à l'air,
- Hypoallergénique,
- Épouse parfaitement toutes les parties du corps,
- Coins arrondis afin d'éviter le retrait accidentel,
- Ne laisse aucun résidu de colle sur la peau lors de l'enlèvement .

Dimensions disponibles:

- 5 x 7 cm - Boîte de 100
- 10 x 10 cm - Boîte de 50

Vendu sous pochette individuelle stérile.  
Boîte protectrice de 50 ou 100 pochettes.

Matériel médical CE .

