

## FICHE TECHNIQUE



### Pansement hémostatique et cicatrisant - Bio-actif et stérile - Coalgan - Boîte de 12

Arrête des saignements et cicatrisation des blessures superficielles.

Pansement adhésif aidant à la cicatrisation et à la protection des plaies.

Dès son contact avec le sang, l'alginate de calcium libère ses ions calcium dans la plaie, ce qui accélère l'arrêt du saignement et favorise la cicatrisation.

Particulièrement efficace chez les patients présentant des troubles de l'hémostase congénitaux ou acquis.

#### Très efficace dans le traitement:

- Ampoules ouvertes
- Petites plaies
- Coupures

Convient à l'enfant comme à l'adulte, avec un retrait sans douleur.

Composition: Alginate de calcium

Conditionnement par boîte de 12 pansements de 2 tailles différentes (72x25 mm et 72x34 mm).

Dispositif médical CE IIb