



Pansement post-opératoire imperméable - 5 x 7cm transparent - AquaBloc - Lot de 2 boîtes de 5

Ultrafins et discrets grâce à leur film spécial en polyuréthane.

Conçu pour garantir une protection maximale de la plaie contre l'eau et les bactéries.

Grande tolérance sous l'eau froide ou chaude, à la piscine et ce pendant plusieurs jours.

- Stérile
- Aéré
- Adaptable même sur les zones les plus difficiles du corps.

Transparent avec une compresse centrale.

Taille : 5 x 7 cm

Boîte de 5 pansements.
Livré par lot de 2 boîtes.

Sous emballage individuel.

Matériel médical CE.