

Pansement transparent cadre de pose Wayderm Robé Médical Boîte de 100

Cadre d'application assurant une excellente mise en place du pansement.
Conditionnement économique par 100 pansements.

Pansement transparent stérile souple permettant une visualisation complète du site d'injection ou de la plaie.

Pose aseptique et facilité grâce au cadre de pose qui évite tous contacts et élimine ainsi les risques de contamination manuportée.

Film en polyuréthane imperméable créant une barrière efficace contre les micro-organismes, minimisant ainsi le risque d'infection au niveau du point d'insertion.

Contrôle du changement de pansement grâce à l'étiquette permettant d'indiquer la date et l'heure de la pose.

Peut rester en place jusqu'à 7 jours si le pansement reste correctement posé, propre et sec.

Disponible en différentes tailles, utilisation pour le recouvrement de plaies profondes à superficielles (érythème, ulcères, brûlures superficielles, plaies accidentelles ou opératoires) et pour la fixation des cathéters.

- En polyuréthane.
- Adhésif hypoallergénique.
- Fin et souple.
- Confortable pour le patient.
- Imperméable.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Pour la fixation de cathéters IV.
- Pour le recouvrement des plaies.

Dimensions disponibles:

- 6 x 7 cm - Boîte de 100.
- 10 x 12 cm - Boîte de 100.
- 15 x 20 cm - Boîte de 100.

Stérilisation : Oxyde éthylène.

Péremption : 3 ans.

Conditionné sous pochette individuelle stérile.

Vendus par boîte de 100 pansements.

Matériel médical CE.

