



Pansements adhésifs spécial doigts - Pic - Lot de 2 boîtes

Pour la protection des plaies du bout des doigts et des articulations

Parfaitement adapté aux mouvements du doigts, le pansement spécial doigts assure une protection efficace et durable.

- Compresse centrale pour l'absorption.
- Pansement adhésif.
- Multi-extensible.
- Respirabilité élevée.
- Hypoallergénique.
- Couleur chair.

Conditionné par boîte de 6 pansements.

Vendu par lot de 2 boîtes.

Fabrication Européenne.

Matériel Médical CE.