

Pansements américains non tissés stériles - Boîte de 25

Pansements américains comprenant trois couches :

- Une face interne non tissée perméable à mettre en contact avec la plaie.
- Une face externe non tissée hydrophobe.
- Intérieur en cellulose pure très absorbante.

Dimensions disponible (dépliés) :

- 10 x 20 cm
- 15 x 20 cm
- 20 x 25 cm.

Conditionnement individuel stérile, boîtes de 25 ou 30 pansements.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Haute capacité d'absorption.

