

FICHE TECHNIQUE

Pansements imperméables assortis transparents - AquaBloc - Lot de 2 boîtes de 20

**Discrets et très fins.
Imperméables à l'eau et aux bactéries.**

20 pansements avec support spécial en polyuréthane transparent et très aéré.
Pour la protection et le soin des plaies superficielles sur les doigts ou sur
d'autres parties très mobiles du corps.

Pour petites coupures et écorchures

Transparent avec une compresse centrale.

Assortiment de 4 tailles :

- 4 Ronds : Ø 22,5 mm.
- 4 Petits : 57 x 16 mm.
- 8 Moyens : 72 x 19 mm.
- 4 Grands : 72 x 25 mm.

Conditionnement par boîte de 20 pansements.
Vendu par lot de 2 boîtes.

Sous emballage individuel.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.

