

FICHE TECHNIQUE

Pansements non-tissés hypoallergéniques - Sachet de 100

Hypoallergéniques, pour limiter les risques d'allergies.

Support non-tissé extensible et aéré, avec compresse d'absorption.

3 tailles disponibles :

- 60 x 20 mm,
- 60 x 40 mm,
- 60 x 60 mm.

Spécialement conçus pour les peaux sensibles.
Pour la protection des plaies superficielles.

Conditionnement par sachet de 100.

Matériel médical CE.

