

Pansements papillon Spécial bout de doigt, Lot de 100

Forme papillon adaptée à la pulpe du doigt.

Pour une protection efficace des plaies du bout du doigt.

Avec compresse centrale pour l'absorption.

3 modèles disponibles :

- Support tissu extensible: 7,3 x 4,3 cm.
Compresses: 1,3 x 3,3 cm.
- Support non tissé extensible: 7,3 x 4,6 cm.
Compresses: 1,5 x 3 cm.
- Support plastifié lavable: 7,5 x 4,5 cm.
Compresses: 1,5 x 3 cm.

Conditionné par sachet de 100 pansements.

Matériel médical CE

