

Pansements papillon - Spécial bout de doigt - Sachet de 100

Forme papillon adaptée à la pulpe du doigt.

Pour une protection efficace des plaies du bout du doigt.

Avec compresse centrale pour l'absorption.

3 modèles disponibles :

- Ref : PBTCS :
Support tissu extensible : 7,3 x 4,3 cm.
Comresse : 1,3 x 3,3 cm.

- Ref : PBPSS1 :
Support plastifié lavable : 7,5 x 4,5 cm.
Comresse : 1,5 x 3 cm.

Conditionnement :

Conditionné par sachet de 100 pansements.

Matériel médical CE

