

Pansements universels - 19 x 72mm - Delicate Multi-extensibles - Lot de 2 boîtes de 20

Indiqué pour peaux sensibles, multi extensible, avec tampon central absorbant.

20 pansements adhésifs en tissu non tissé, résistants à l'eau.

- Adhésif hypoallergénique de haute tolérance cutanée
- Pad central ultra absorbant.

Couleur blanche.

Dimensions pansements : 19 x 72 mm

Dimensions boîte : 130 x 80 x 20mm

Conditionnement par boîte de 20 pansements.

Vendu par lot de 2 boîtes.

Sous emballage individuel.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.

