

FICHE TECHNIQUE

Pansements universels Classic 19 x 72mm - 20 unités

Multi-extensibles, protection des petites blessures quotidiennes, perméabilité à l'air et résistance élevée à l'eau.

20 pansements en polyéthylène, micro-aérés, extensibles et résistants à l'eau. Pour la protection et le soin des plaies superficielles sur les doigts ou sur d'autres parties très mobiles du corps.

Couleur chair.

Taille des pansements : 19 x 72 mm.

Conditionnement par boîte de 20 pansements.
Vendu par lot de 2 boîtes.

Sous emballage individuel.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.

