

## FICHE TECHNIQUE



### Pansements universels Classic assortis - Couleur chair 5 tailles - Lot de 2 boîte de 40

Extensibles et résistants aux liquides.

40 pansements en polyéthylène, micro-aérés, extensibles et résistants à l'eau. Pour la protection et le soin des plaies superficielles sur les doigts ou sur d'autres parties très mobiles du corps.

Couleur chair.

Assortiment de 5 tailles :

- 6 Ronds : Ø 22,5 mm.
- 10 Très petits : 38 x 9,5 mm
- 4 Petits : 57 x 16 mm.
- 10 Moyens : 72 x 19 mm.
- 10 Grands : 72 x 25 mm.

Conditionnement par boîte de 40 pansements.  
Vendu par lot de 2 boîtes.

Sous emballage individuel.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.