

Papier compatible pour ECG - Fukuda - Lot de 5

Papier en rouleau ou en liasse compatible avec les ECG Fukuda.

En rouleau:

- **Ref. R250073:** Rouleau 63mm x 30m pour ECG FUKUDA DENSHI FCP11/15/2155/7101/2201 - ECG8110/9620.
- **Ref. R250064:** Rouleau 145mm x 30m pour ECG FUKUDA FX3010.
- **Ref. R250069:** Rouleau 210mm x 30m pour ECG FUKUDA FDX4510 - FCP4101 - FX4010/7402/7542/8322.

En liasse:

- **Ref. L250354:** Liasse 142 feuilles 110mm x 140mm pour ECG FUKUDA FX7202.
- **Ref. L250068:** Liasse 200 feuilles 210mm x 140mm pour ECG FUKUDA FX8322 - FX4010.
- **Ref. L250074:** Liasse 400 feuilles 63mm x 75mm pour ECG FUKUDA FCP8100.

Vendu par lot de 5 rouleaux ou 5 liasses.

