

Papier compatible pour ECG - Schiller - Lot de 5

Papier en liasse compatible avec les ECG Schiller.

- **Ref. L250186:** Liasse 400 feuilles 90mm x 90mm pour ECG SCHILLER AT1.
- **Ref. L250182:** Liasse 215 feuilles 210mm x 280mm pour ECG SCHILLER AT2/AT102/CS200.
- **Ref. L250185:** Liasse 200 feuilles 90mm x 90mm pour ECG SCHILLER AT4.
- **Ref. L250177:** Liasse 150 feuilles 135mm x 140mm pour ECG SCHILLER AT5.

Vendu par lot de 5 liasses.

