

## FICHE TECHNIQUE

### Perfuseur BD Carefusion gravité robinet 3 voies embout Luer Lock mobile - Lot de 25

Set de perfusion par gravité avec robinet 3 voies, tubulure 190 cm, chambre compte-gouttes, embout Luer Lock mobile.

Dispositif stérile pour perfusion par gravité de préparations injectables conditionnées en poches, flacons et flacons semi rigides (à l'exclusion du sang et des dérivés).



- Embout terminal Luer Lock avec rotation.
- Bouchon protecteur.
- Perforateur avec prise d'air.
- Chambre compte-gouttes (20 gouttes par ml) transparente et souple avec anneau de préhension.
- Filtre 15 µm pour réduire la contamination particulaire.
- Tubulure transparente sans DEHP ajouté: 190 cm (150 + 40 cm).
- Longueur totale: 203 cm.
- Robinet 3 voies lipido-résistant.
- Molette de réglage du débit de perfusion.
- Encoche pour arrêt complet.
- Espace pour déposer le perforateur afin d'éviter les risques de blessures.
- Un filtre de purge.
- Sans latex, sans DEHP ajouté.

### Perfuseur 3 voies avec robinet sans site d'injection.

Référence fournisseur: A64-3V

Également disponible avec site d'injection: [voir la référence PRF653](#)

Usage unique.  
Stérilisation Oxyde Ethylène.

Conditionnement sous blister stérile individuel.  
Vendu par lot de 25 perfuseurs.

Matériel médical CE.