

Perfuseur BD Carefusion gravité site d'injection en Y et robinet 3 voies - Lot de 25

Set de perfusion par gravité avec site d'injection en forme Y, robinet 3 voies, tubulure 220 cm, chambre compte-gouttes et embout rotatif.

Dispositif stérile pour perfusion par gravité de préparations injectables conditionnées en poches, flacons et flacons semi rigides (à l'exclusion du sang et des dérivés).

- Embout terminal Luer Lock mobile avec rotation.
- Bouchon protecteur.
- Perforateur avec prise d'air.
- Chambre compte-gouttes (20 gouttes par ml) transparente et souple avec anneau de préhension.
- Filtre 15 µm pour réduire la contamination particulaire.
- Tubulure transparente sans DEHP ajouté: 220 cm (150 + 30 + 40 cm).
- Longueur totale: 235 cm.
- Robinet 3 voies lipido-résistant.
- Site d'injection déverrouillable sur connecteur en Y.
- Molette de réglage du débit de perfusion.
- Encoche pour arrêt complet.
- Espace pour déposer le perforateur afin d'éviter les risques de blessures.
- Un filtre de purge.
- Sans latex, sans DEHP ajouté.

Perfuseur 3 voies avec robinet et site d'injection.
Référence fournisseur: A65-3V

Également disponible sans site d'injection: [voir la référence PRF640](#)

Usage unique.
Stérilisation Oxyde Ethylène.

Conditionnement sous blister stérile individuel.
Vendu par lot de 25 perfuseurs.

Matériel médical CE.

