

FICHE TECHNIQUE

Perfuseur Tutoplus safe 3V avec robinet et valve - Carefusion - Lot de 10

Set de perfusion avec robinet 3 voies et valve terminale.

Elimination de l'air dans la tubulure grâce au dispositif d'auto purge avec membrane.

- Pour perfusion par gravité ou sous pression.
- Utilisable avec poche et flacon.
- Prise d'air obturable.
- Filtre antibactérien et anti-particule de 15 microns.
- Réglage du débit avec roulette.
- Embout Luer Lock.
- Apyrogène.
- Sans latex.
- Longueur totale 1.75 m.

Perfuseur sans site d'injection.

Stérilisation oxyde d'éthylène, validité 5 ans.
Conditionnement sous blister stérile individuel.
Vendus par lot de 10 perfuseurs.
Fabriqué en Europe.

Norme CE 93/42.

Matériel médical CE.

