

### Pèse-bébé BY90 - avec connexion Bluetooth - Beurer

Portée 20 Kg précision 5g, Fonction de stabilisation automatique et manuelle pour les bébés agités, avec fonction bluetooth compatible avec l'application

Ce pèse-bébé comporte une surface de pesée incurvée et une fonction de stabilisation automatique et manuelle permettant de mieux peser les bébés agités.

Son grand écran LCD facilite la lecture du poids du bébé.

Ce pèse-bébé est équipé d'un mètre intégré de 150 cm afin de vérifier l'évolution de la taille du bébé.

Il est possible de transférer les données obtenues lors des 10 dernières pesées en Bluetooth sur l'application "Beurer BabyCare".

#### Caractéristiques :

Surface incurvée  
Grand écran LCD : 72 x 28 mm  
Fonction de stabilisation automatique et manuelle pour peser les bébés agités  
Pieds en caoutchouc antidérapants et résistants à l'abrasion  
Plage de mesure : 0.050 Kg - 20 Kg (0.11 Lb - 44 Lb) / (1.76 OZ - 705 OZ)  
Mètre intégré (150 cm)  
Tare automatique  
Capacité de charge jusqu'à 20 Kg  
Graduation précise à 5 g  
Sélecteur d'unité (Kg ; Lb ; Oz)  
Enregistrement des 10 dernières mesures  
Transfert des valeurs mesurées sur l'application "Beurer BabyCare", disponible sur iOS et Android

#### Caractéristiques produit :

Modèle : BY90  
Dimensions : 560 x 330 x 47.5 mm  
Poids : 1.35 Kg (sans les piles)  
Tension : 4.5 V max  
Piles : 3 piles AAA  
Mémoire de mesure : 10 mesures

Garantie : 5 ans

#### Livré avec :

- Pèse-bébé BY90
- 3 piles 1.5 V type AAA
- Mode d'emploi
- Manuel abrégé

