



Pèse bébé enfant électronique - Nacelle amovible - Classe III Ms400 - Marsden

Portée 20kg précision 5g. Nacelle amovible pour une transformation en pèse personne pour enfant. Alimentation piles et secteur.

Nacelle ergonomique en forme de demi lune avec bords arrondis offrant confort et sécurité au cours de la pesée des tous petits.

Se retire facilement pour permettre aux enfants plus grands de se tenir debout lors de la pesée.

Pesée de la naissance jusqu'à 20 kg, précision 5g,

Fonction Hold et Tare pour une mesure plus précise.

Alimentation piles et secteur.

Fourni avec carnet de métrologie, homologation Classe III pour les utilisations à usage médical.

- Plage de mesure : 0 à 20 Kg.
- Précision : Inférieur à 10 Kg : 5g. Supérieur à 10 Kg : 10g.
- Plastique ABS résistant et facilement lavable.
- Nacelle amovible.
- Fonction Hold : L'affichage du poids "se fige" automatiquement jusqu'à ce que la touche HOLD soit activée.
- Fonction Tare : Permet de déduire le poids des langes ou draps lors de la pesée.
- Affichage sur écran LCD.
- Alimentation: 6 piles AA (non fournies) et secteur.
- Autonomie: 100 heures.
- Sacoche de transport (en option).

Convient idéalement pour une utilisation en milieu professionnel (cabinets médicaux, maternités,...) ou lors de consultations à domicile.

Dimensions plateau : L560xP360xH145mm.

Dimensions nacelle : L585xP280xH120mm.

Poids : 3,3 Kg.

Livré complet avec adaptateur secteur et carnet de métrologie homologation Classe III.

Sacoche de transport disponible en accessoires.

Garantie 4 ans.

Matériel médical CE.