



### **Pèse bébé enfant évolutif électronique - Nacelle amovible M-e642 - Robé Médical - 20 kg**

Nacelle amovible pour une transformation en pèse enfant d'un seul geste.

Nacelle ergonomique aux formes arrondies, offrant confort et sécurité au cours de la pesée des nourrissons.

Se retire facilement pour permettre aux enfants plus grands de se tenir debout lors de la pesée.

Pesée de la naissance jusqu'à 20 kg, précision 10g.

Fonction Tare (remise à zéro) pour une mesure plus précise, fonction mémoire de la dernière mesure.

- Affichage sur écran LCD (3,15 pouces).
- Unité de mesure: kg / lb / st.
- Plage de mesure: 0 à 20 Kg.
- Précision: +/- 10g.
- Plastique ABS résistant.
- Facilement lavable.
- Nacelle amovible.
- Fonction mise à zéro, fonction mémoire, fonction Tare.
- Arrêt automatique après 30 secondes d'inactivité.
- Indicateur de batterie faible.
- Alimentation: 2 piles Lithium CR2032 (fournies).

Idéalement utiliser en milieu professionnel (cabinets médicaux, maternités,...) ou lors de consultations à domicile.

Dimensions pèse personnes: L 32,5 x l 28,5 x épaisseur 4 cm.

Dimensions nacelle: L 53 x l 34 cm.

Poids: Environ 2,3 kg.

Livré complet avec 2 piles Lithium CR2032.

Garantie 2 ans.