



Pèse-personne à colonne toise alu IMC Classe III Ms125 - 250 kg - Marsden

Balance pèse-personne professionnel avec homologation Classe III. Portée 250kg avec précision 100g. Calcul automatique de l'IMC et de la surface corporelle. Toise en aluminium offerte.

Pèse-personne avec plateforme en aluminium renforcé pour usage durable et régulier.

Fonctions faciles d'accès pour un gain de temps dont une fonction HOLD (Pause) qui stabilise le poids et une fonction TARE pour soustraire du poids dont celui des vêtements.

Écran LCD large, facile à lire de 3 cm, 5 fonctions.

Colonne rigide avec deux roues fixées à la colonne facilitant le transport et les déplacements.

Alimentation piles et secteur.

Fonction calcul de la surface corporelle (BSA), en plus du calcul IMC selon la formule Dubois (voir explication dans + d'infos).

Fourni avec carnet de métrologie, homologation Classe III pour les utilisations à usage médical.

Toise en aluminium OFFERTE pour une mesure allant jusqu'à 2 m.

- Unité de mesure: kg.
- Capacité maximale: 250 kg.
- Graduation: 100 g.
- Toise aluminium: plage de mesure jusqu'à 2 m.
- Graduation: 1 mm.
- Calcul de l'IMC et de la surface corporelle SC ou BSA.(Body Surface Area).
- Écran LCD large 30 mm.
- 5 fonctions: ON/ZÉRO/OFF (Marche/Arrêt), UNIT (Unités), BMI (IMC), BSA (SC), SEND (Envoi), HOLD (Pause) et TARE (tarage de la balance).
- Fonctionne sur secteur avec adaptateur ou avec 6 piles (AA).
- Autonomie: 180 heures soit environ 9000 pesées.
- Pieds réglables en hauteur pour assurer une meilleure stabilité.
- Surface antidérapante pour les pieds.
- Connexion USB pour le transfert des données vers un ordinateur ou une base de données.
- Affichage état de la batterie.
- Boîtier de lecture sur colonne. 174 mm x 107.6 mm x 50 mm.
- Alimentation : 6 piles AA (non fournies) ou adaptateur secteur.

Dimensions de la plateforme (L x l x h) : 310 mm x 310 mm x 83 mm.
Poids: 8 kg / 9 kg avec colonne.

Livré complet avec toise alu, adaptateur secteur, manuel d'utilisation, carnet de métrologie homologation Classe III.

Garantie 4 ans.

Robé Médical 26 Rue des Pêcheurs 42000 Saint-Étienne-les-Remiremont

Demande d'information: info-produit@robe-medical.com