



Pèse personne électronique Classe III Ms545 - Portée 250kg - Marsden

Balance avec capacité 250 kg, précision 100 g. Calcul automatique de l'IMC et de la surface corporelle (SC).

Pèse-personne électronique professionnel en aluminium renforcé pour usage durable et régulier, plateforme anti-dérapante, large écran LCD pour une lecture facilitée et poignée de transport pour les déplacements.

Portée 250kg avec précision 100g.

Calcul de la surface corporelle (BSA), en plus du calcul IMC selon la formule Dubois (voir explication dans + d'infos).

Alimentation secteur ou piles AA.

Fourni avec carnet de métrologie, homologation Classe III pour les utilisations à usage médical.

Fonctions faciles d'accès pour un gain de temps.

- Unité de mesure: kg.
- Capacité maximale: 250 kg.
- Graduation: 100 g.
- Calcul de l'IMC et de la surface corporelle (BSA).
- Écran LCD 3 cm et affichage clair.
- 5 fonctions: ON/ZÉRO/OFF (Marche/Arrêt), UNIT (Unités), BMI (IMC), BSA (SC), SEND (Envoi), HOLD (Pause) et TARE (tarage de la balance).
- Affichage de la batterie.
- Surface antidérapante.
- Poignée intégrée.
- Fonctionne sur secteur avec adaptateur ou avec 6 piles AA (non fournies).
- Autonomie avec piles: 180 heures, soit environ 9000 pesées.
- Pieds réglables en hauteur.

- Boîtier de lecture séparé: 174 mm x 107.6 mm x 50 mm.

Dimensions de la plateforme: 310 mm x 310 mm x 50 mm.

Poids: 6 kg.

Livré complet avec adaptateur secteur, manuel d'utilisation, carnet de métrologie homologation Classe III.

Garantie 4 ans.
Matériel Médical.