



Physiopack - Poche réutilisable pour application de froid ou de chaud - Bsn Médical - 12 x 29cm

Poche contenant un gel pour application de froid ou de chaleur aidant à atténuer la douleur.

Utilisation en cryothérapie ou en thermothérapie.
Assure jusqu'à 20 min de froid ou de chaleur.

Cryothérapie (application de froid):

- Préparation: au congélateur ou réfrigérateur.
- Traumatologie sportive. Traitement et rééducation fonctionnelle des lésions et inflammations tendino-musculaires ou articulaires (tendinites, entorses, luxations, déchirures musculaires, claquages, elongations).
- Limitation du risque d'aggravation des lésions musculaires.
- Contribution à la réduction de l'oedème ou des hématomes.
- Réduction de la conduction nerveuse (diminution de la douleur).
- Peut contribuer à apaiser les maux de tête et les douleurs dentaires.

Thermothérapie (application de chaleur):

- Préparation : au four à micro-ondes ou au bain marie.
- Prévention et rééducation des lésions tendino-musculaires ou ligamentaires (douleurs rhumatismales, lombalgies, dorsalgies, cervicalgies, torticolis).

- Poche réutilisable.
- Usage externe.
- Conserve sa souplesse, à froid comme à chaud.
- Formule sans latex, sans phtalates.
- Ne pas appliquer Physiopack directement sur la peau.
- Toujours intercaler un linge afin d'éviter tout risque de brûlure.

Dimensions: 12 x 29 cm.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.