



Pied à sérum pliable à 2 crochets et sa housse - Medicafoot

Pieds à sérum à 2 crochets inox pliable sur pieds à 3 branches non mobiles pour porter les paniers porte-sérum ou poches

Ce pied à sérum est pliable et peut se transporter facilement.

- Pied à sérum pliable
- 2 crochets en inox
- 3 tubes Ø 20 mm
- Tubes en aluminium

Option : Livré sans housse, mais celle-ci est disponible ci-dessous (référence HPM400)

Housse de transport :

- Permet de ranger le pied à sérum pliable Medicafoot
 - 64 cm x 23 cm
 - Lavable en machine à 60°C
 - Coloris blanc cassé
- (Ne pas utiliser de l'eau de javel, peut-être sécher dans un sèche-linge mais à température modérée)*

Informations supplémentaires pour le pied à sérum :

Pied plié : 56 cm
Pied déplié : 176 cm
Poids : 1.56 kg
Poids maximum par crochet : 1kg

Mode d'emploi :

Déplier les 3 pieds en les relevant puis insérer le premier tube sur le pied ainsi que les autres tubes dans les précédents. Pour démonter, procéder en sens inverse.

Nettoyage :

Avec un produit n'attaquant pas l'aluminium ou le chrome, à l'eau savonneuse.

Pièces constitutives :

- Mat : 3 tubes en aluminium 20 (dia) x 1 (épais) de 450mm (L)
- Epingle : Fil d'acier cuivré 2 passes 06mm
- Sandows : Polyamide noir ou rouge 06mm
- Pied pliable 3 branches : Fer plat étiré écrou 16x3, assemblage par revers acier 5 x 20

Précautions d'emploi :

Les crochets supportent un poids maximum de 1 Kg. Attention risque de basculement si sol non plat ou supérieur à une pente de 8%. Bien s'assurer que l'ensemble est bien monté et bien stable