

FICHE TECHNIQUE



Pied à sérum tige Alu avec 2 crochets Abs Agencinox

Léger, stable et maniable pour tout type de perfusion. Fabrication française.

Pied à sérum avec tige alu, piétement 5 roulettes et 2 crochets indispensables pour la perfusion ou la nutrition, réglable en hauteur.

Très simple d'utilisation.

Montage facile.

- Crochets ABS noir incassables avec 2 perforations latérales pour attaches supplémentaires,
- Tige aluminium,
- Hauteur réglable de 110 à 205 cm,
- Serrage de la tige par molette de réglage,
- Base 5 branches en plastique noir, diamètre 53 cm,
- Roulettes pivotantes ABS noir, diamètre 5 cm,
- Écart entre les 2 crochets (en nylon) de 23.5cm.
- Montage facile.

Poids: environ 2,5 Kg.

Livré en 4 parties (2 barres dont 1+ tête, le pied, lot de 5 roulettes). Attention au serrage, un quart de tour suffit.

Fabrication française.

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.