

### Pied à sérum tige inox 2 crochets amovibles - Robé Médical

Pour poches et flacons avec embouts crochets interchangeables

Pied à sérum universel avec embout 2 crochets amovible pouvant être remplacé par un embout 4 crochets.

Piètement lesté pour la stabilité, tige inox pour la longévité, réglable en hauteur.

- Tige en inox.
- Hauteur réglable 120 à 210 cm.
- 2 crochets.
- Piètement lesté 5 branches en ABS noir.
- Roulettes diamètre 50mm.

Livré complet en 4 parties, prêt à monter.

Attention au serrage, 1/4 de tour suffit pour bloquer la tige.

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

