

### Pied à sérum tige inox 4 crochets amovibles - Robé Médical

Pour poches et flacons avec embouts crochets interchangeables

Pied à sérum universel avec embout 2 crochets amovible pouvant être remplacé par un embout 4 crochets.

Piètement lesté pour la stabilité, tige inox pour la longévité, réglable en hauteur.

- Tige en inox.
- Hauteur réglable 120 à 210 cm.
- 4 crochets.
- Piètement lesté 5 branches en ABS noir.
- Roulettes diamètre 50 mm.

**Les + produit :** Embouts amovibles permettant l'utilisation de 2 ou 4 crochets sur le même pied.

Livré complet en 4 parties, prêt à monter.

Attention au serrage, 1/4 de tour suffit pour bloquer la tige.

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.

