

## FICHE TECHNIQUE





## Pince Halstead hémostatique inox stérile à usage unique 13cm Robé Médical

Les avantages de l'usage unique stérile et la qualité de l'inox.

Pince Halstead hémostatique droite sans griffes stérile permettant l'arrêt d'un saignement.

- Inox qualité supérieure.
- Usage unique.
- Stérile.

Dimension: Longueur 13 cm.

**Conditionnement :** Emballage individuel stérile. Vendu en boîte distributrice de 25 pinces.

Stérilisation : Stérilisation Oxyde Éthylène. Validité 5 ans.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

Matériel médical CE 1254.