

Pince Kocher droite, avec ou sans griffes - Qualité Bloc - Fabrication Allemande

Pince Kocher droite avec ou sans griffes.

- Finition haut de gamme.
- Elle permet de clamber les tubulures de perfusions, de dévisser les tubulures résistantes, de fixer divers éléments, etc.
- Utilisée au quotidien par les infirmières pour réaliser des pansements.
- Sous la forme de ciseaux-pince pour faciliter la prise en main et la précision des gestes.
- Nettoyage et désinfection à la main ou en machine.

Disponible en plusieurs tailles:

- 14cm
- 16cm

Fabrication Allemande.

Dispositif médical de classe I certifié CE.

Garanti 7 ans.

Pince hémostatique de Kocher droite en inox supérieur utilisée en traumatologie et en chirurgie

