



### **Pince à ongles - Coupe oblique - 14cm**

Pince à ressorts doubles et mors obliques pour une coupe plus facile des ongles

Les mors obliques de 24 mm de cette pince à ongle permettent de couper les ongles en mouvement continu, même sur des ongles durs, épais ou mycosés.

En acier de qualité chirurgicale, cette pince est résistante et durable.

#### **Caractéristiques**

Longueur : 14 cm

Type de Ressorts : Double ressorts

Stérilisation : Peut être stérilisée en autoclave

#### **Conditionnement :**

Emballage individuel non stérile.