

## FICHE TECHNIQUE

### **Pince de Hartmann en inox pour saisir et extraire les corps étrangers lors de soins Orl.**

Pince de Hartmann en inox pour une bonne saisie et une bonne précision dans le geste.

- Stérilisable manuellement ou en machine, autoclavable à 134°C durant 18 min.

Disponible en deux tailles:

- 9cm.
- 13cm.

Matériel médical CE.

Garantie 2 ans.

Pince de Hartmann en inox de qualité.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

