

FICHE TECHNIQUE

Pince de Pozzi droite stérile, à usage unique Pm-Care Pozzi - Boîte de 20 unités - Prince Médical

Pince de Pozzi droite, stérile, à usage unique. Fabrication française.

La Pince de Pozzi coudée Pm-Care offre précision et sécurité lors de l'examen gynécologique, notamment pour la préhension et la manipulation des tissus du col de l'utérus.

- Manipulation facile et confortable grâce au manche en forme de paire de ciseaux

- Maintien stable lors de la préhension des compresses ou des tampons grâce aux crans sur le manche
- Extrémités en crochets pour bien agripper le col
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Sans latex
- À usage unique

Matériaux :

- Le corps coudé, en polyamide (PA)
- L'axe, en polyoxyméthylène (POM)

Longueur : 25 cm

Conditionnement : Vendues par boîte de 20 unités en emballage individuel stérile.

Dispositif Médical CE de classe I.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

