

FICHE TECHNIQUE

Pince de préhension pliable - 66cm

Pliable pour un rangement et transport facile.

Très légère grâce à sa structure en aluminium. Partie supérieure en mousse s'adaptant à toute forme d'objet. Support jaune ajouté au manche permettant de suspendre la pince (à un fauteuil roulant par exemple).

Par simple appui sur le crochet :

- Permet de prendre un objet et de le ramener à soi.
- Évite de se déplacer ou de se baisser pour saisir un objet.

Poids : 160 g.
Longueur : 66 cm.

