

FICHE TECHNIQUE

Pince pour ongles incarnés - Coupe incurvée - 14 cm

Pince à ressorts doubles et mors légèrement incurvée pour une coupe plus précise de l'ongle

Pince à ongles de 14 cm spécialement conçue pour traiter les ongles incarnés avec précision et efficacité.

Dotée de mors incurvés de 18 mm, elle permet une coupe nette et précise, même dans les zones difficiles d'accès.

Sa conception ergonomique assure une prise en main confortable et un contrôle optimal lors de la coupe.

Caractéristiques :

Longueur totale: 14 cm

Longueur des mors: 18 mm

Design des mors: Incurvés pour une meilleure adaptation à la forme naturelle de l'ongle

Utilisation: Idéale pour couper les ongles incarnés avec précision

Conditionnement :

Emballage individuel non stérile.

