

FICHE TECHNIQUE

Pince pour retrait de stérilet - Boite de 20 pinces - PM CARE REMOV

Pince de retrait de stérilet à usage unique pour examens gynécologiques

Pince d'extraction de stérilet utilisée pendant les examens gynécologiques.

S'utilise lors du retrait d'un stérilet et dans le cas de la pose d'un nouveau stérilet.

-Boite de 20 pinces dans un emballage individuel stérile

-Longueur : 25 cm

Matériel médical CE.

Fabrication Française.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

