



### Plastic tourniquet - Garrot tourniquet en plastique - 1-Medical

Tactical tourniquet to use on the battlefield

Perfect tactical tourniquet for use on the battlefield, to save time and lives in critical moments. Fully adjustable to accommodate various situations, including artery bleeding.

#### Technical specifications :

- One-Handed Tourniquet with single route buckle design for easy individual operation. Ideal for life-threatening extremity bleeding without assistance.
- V-Shaped Windlass Clip : Locks the windlass faster and easier than parallel clips. Reduces difficulty and shortens rescue time.
- Reinforced Windlass : Durable windlass bar resists bending or breaking under pressure.
- Anti-slip design ensures a secure grip and improved handling during use.

**Dimensions :** 6 x 2,4 x 1,5 in (150 x 60 x 38 mm).

**Weight :** 88 g.

*CE medical equipment.*

---

Garrot tactique parfait pour une utilisation sur le champ de bataille, pour gagner du temps et sauver des vies dans des moments critiques. Entièrement réglable pour s'adapter à diverses situations, y compris les saignements artériels.

#### Spécifications techniques :

- Garrot à une main avec une conception de boucle à voie unique pour une utilisation individuelle facile. Idéal pour les saignements des extrémités mettant la vie en danger sans assistance.
- Clip de manivelle en forme de V : Verrouille la manivelle plus rapidement et plus facilement que les clips parallèles. Réduit la difficulté et raccourcit le temps de secours.
- Manivelle renforcée : Barre de manivelle durable résistant à la flexion ou à la rupture sous pression.
- Conception antidérapante garantit une prise sûre et une manipulation améliorée pendant l'utilisation.

**Dimensions :** 6 x 2,4 x 1,5 pouces (150 x 60 x 38 mm).

**Poids :** 88 g.

Matériel médical CE.