

### Plateau Canadien de rééducation en bois pour doigt, poignet et main

Un outil de renforcement et de rééducation

Ce plateau Canadien permet de réaliser des soins ciblés et précis.

Il est équipé de doigtiers et d'élastiques pour les travaux de flexion et d'extension contre résistance, il donne la possibilité de travailler les muscles des doigts et d'améliorer la mobilité de la main.

Avec ses bâtonnets ajustables en fonction du besoin du patient, il est optimal pour réaliser une gamme variée de mouvements thérapeutiques.

- Multitude d'exercices possible
- Grande stabilité
- Ajustable
- Facilité d'utilisation
- Nécessite peu de matériel pour une grande variété d'exercices
- Mobilisation d'une ou plusieurs articulations
- Permet de récupérer une fonction et une mobilité

**Dimensions du plateau :** 49 x 39,5 cm

**Épaisseur du plateau :** 1,5 cm

**Diamètre des perçages :** 1 cm

**Distance entre deux perçages :** 7mm

**Hauteur des tourillons bois :** 11,8 cm

**Matière :** bois

**Plateau livré avec :** 10 bâtonnets, [5 attaches cuir](#) (disponible en rechange), [5 élastiques](#), 1 potence avec coulissement (blocs mousse non compris)

