



Plateau plastique 3000ml avec couvercle - Lot de 2 - Bastos

Idéal pour les liquides et déchets

Plateau gradué, 100% polypropylène bleu réutilisable.
Stérilisation Vapeur (121°C, 20 min), Oxyde d'éthylène ou rayons.
Plastique résistant au froid et à la chaleur.
Garanti sans latex et sans PVC.

Contenance : 3 L.
Graduations : 0,5 L.
Dimensions couvercle : 32 x 24.5 x 1cm
Dimensions récipient : 32 x 24.5 x 7cm

Utilisation pour stocker un liquide, la préparation de solutions, la récupération de déchets.

Conditionnement par lot de 2 plateaux.

Matériel médical CE.