

FICHE TECHNIQUE

Plateau pour pied à sérum - 35 x 27 cm - Plastique

Plateau de support en plastique pour pied à sérum, idéal pour poser des instruments ou accessoires médicaux.

- Plateau rectangulaire de 35 x 27 cm
- Bords incurvés
- Se fixe sur les pieds à sérum avec un mât de diamètre 25 à 30 mm
- Se bloque grâce à une vis
- En plastique
- Supporte 3kg maximum

Dimension :
35 x 27 cm

Matériau :
plastique

Ø du tube :
Pour mât de diamètre 25 à 30 mm

Il convient à tous les modèles de pieds à sérum.

Utilisation :

- Serrer le support de fixation autour du tube avec la vis papillon, la flèche du support de fixation dirigée vers le "haut"
- Effectuer un serrage ferme autour du tube jusqu'au blocage du papillon.

