

## FICHE TECHNIQUE

### Plateau pour pied à sérum - 35 x 27cm - Plastique

Plateau de support en plastique pour pied à sérum, idéal pour poser des instruments ou accessoires médicaux.

- Plateau rectangulaire de 35 x 27 cm
- Bords incurvés
- Se fixe sur les pieds à sérum avec un mât de diamètre 25 à 30 mm
- Se bloque grâce à une vis
- En plastique
- Supporte 3kg maximum

**Dimension :**  
35 x 27 cm

**Matériau :**  
plastique

**Ø du tube :**  
Pour mât de diamètre 25 à 30 mm

**Il convient à tous les modèles de pieds à sérum.**

**Utilisation :**

- Serrer le support de fixation autour du tube avec la vis papillon, la flèche du support de fixation dirigée vers le "haut"
- Effectuer un serrage ferme autour du tube jusqu'au blocage du papillon.

