

### Plateforme pesée fauteuil roulant Classe III Ms610 Marsden

Pour la pesée rapide et fiable des personnes en fauteuils roulants. Capacité 300 kg, précision 100g. Facile à transporter

Ecartement des rampes modulables et adaptables à l'empattement de tous types de fauteuils roulants.

La pesée des patients alités ou à mobilité réduite est ainsi facilitée, rapide et précise.

Portée jusqu'à 300 kg avec précision 100g, calcul automatique et enregistrement de l'IMC du patient.

Extrême précision pour utilisation médicale fréquente.

Facile à installer et à déplacer grâce à ses poignées.

Alimentation secteur ou piles AA.

Fourni avec carnet de métrologie, homologation Classe III pour les utilisations à usage médical.

- Capacité maximale: 300 kg.
- Graduation: 100 g.
- Calcul de l'IMC.
- 2 rampes d'accès pratique et repliables.
- Cellules de pesée plates, stables et légères.
- Pavé numérique permettant trois lectures : poids, taille, IMC.
- Alimentation piles rechargeables (6 piles AA non fournies) ou secteur avec adaptateur fourni.
- Autonomie piles jusqu'à 40 heures d'utilisation continue.
- 5 fonctions: ON/OFF (Marche/Arrêt), ZÉRO (remise à zéro), UNIT (Unités), BMI (IMC), PRINT (imprimer), HOLD (Pause) et TARE (tarage de la balance).

Dimensions d'une rampe: 1200 mm x 150 mm x 95 mm.  
Poids des rampes: 8,5 kg.

Livré complet avec adaptateur secteur, manuel d'utilisation, carnet de métrologie homologation Classe III.

Garantie 4 ans.  
Matériel Médical.

