

Poignée de traction pour pouliothérapie

Poignée de traction en acier et bois pour travailler la mobilité

La poignée de traction donne une prise afin de travailler la mobilité en pouliothérapie. Elle est à utiliser avec une poulie et des charges. Sa taille compacte la rend pratique d'utilisation et facile à ranger.

La poignée en bois n'est pas fixée pour permettre des mouvements plus variés.

Caractéristiques du produit :

- Poignée en bois pour une bonne prise en main - Non fixée
- Structure en acier avec boucle d'accroche.
- Dimensions : 10cm de hauteur x 14cm de longueur

