

## FICHE TECHNIQUE

### Poignée manuelle d'aide au relevage - 120kg - Sundo

Une assistance ergonomique pour un relevage aisé et confortable supportant 120 Kg

Cette poignée portable est conçue pour faciliter les tâches quotidiennes et améliorer la mobilité.

Elle s'avère pratique pour diverses situations telles que sortir de la voiture, se lever du canapé ou d'une chaise, etc.

Grâce à sa conception fonctionnelle et sa facilité d'utilisation, elle offre une assistance supplémentaire lors des mouvements, ce qui rend les activités journalières plus confortables et plus sécurisées.

#### Caractéristiques :

- Facile à transporter
- Facile à entretenir
- Polyvalente grâce à sa capacité de s'adapter à diverses situations
- Peut supporter jusqu'à 120 Kg
- Revêtement antidérapant
- S'adapte à tous types de situation
- Élimine le contact main à main
- Aide aux transferts

**Couleur :** bleue

**Matière :** plastique

**Poids :** 224g

**Dimensions :** 24.4L x 11.5I x 5H

Dispositif Médical conforme à la norme MDR 2017/745

